

Description de l'appareil

Les sangles MultiStrap sont spécialement développées pour des applications très diverses en matière de soins de santé. Elles sont utilisées pour soulever et maintenir certaines parties du corps du patient afin de faciliter examens, soins et traitements. Les sangles MultiStrap peuvent aussi servir à retourner un patient dans son lit et le soutenir en position latérale. Au lieu de procéder manuellement, le personnel soignant utilise ces sangles avec un lève-personnes et s'évite ainsi des efforts intenses et nuisibles.

Les domaines d'application concernés sont les suivants:

- Traitement des plaies et notamment des brûlures
- Hygiène
- Traitement, cathétérisme par exemple
- Examens
- Mise en place du bassin hygiénique
- Habillage et déshabillage
- Positionnement sur le côté

Les sangles MultiStrap peuvent être utilisées seules ou par paires, par exemple pour soulever les deux jambes du patient au cours d'un cathétérisme.

Les sangles MultiStrap sont disponibles en différents modèles et différentes largeurs. Les sangles les plus étroites sont souvent plus faciles à mettre en place et permettent l'accès à une zone cutanée plus vaste. Choisissez une sangle plus large pour une zone de maintien et une répartition de la pression plus vastes.

Les sangles MultiStrap existent en polyester et en non-tissé, les deux modèles comportant des coussins renforcés à équilibrage de pression. Le modèle en polyester est résistant et pratique. Le modèle en non-tissé est prévu pour un usage à court terme et doit être jeté lorsqu'il est souillé ou lorsque le patient n'en a plus besoin.

Pour plus d'informations sur la sangle MultiStrap Solo en non-tissé, veuillez contacter Liko.

Les sangles MultiStrap peuvent être utilisées avec les lève-personnes mobiles ou plafonniers de Liko.

⚠ Les sangles MultiStrap ne sont pas destinées à soulever et déplacer un patient d'un endroit à un autre. Pour ces applications, nous vous recommandons de procéder au levage avec l'un des harnais Liko disponibles en de nombreux modèles.


Dans ce document, la personne étant transférée est appelée le patient et celle qui l'aide l'assistant.

⚠ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

IMPORTANT !

Lever une personne comporte toujours un certain risque. Veuillez à lire les notices d'emploi du lève-personnes et des accessoires avant utilisation. Il est important de bien comprendre le contenu de la notice d'emploi, et seul le personnel formé doit utiliser cet équipement. Assurez-vous que l'accessoire est adapté au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé des possibilités qu'a ce dernier de faire face à la situation de transfert. Si un point nécessite un éclaircissement, contactez le fabricant ou le fournisseur. Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Définitions




Consignes de sécurité

△ Avant le transfert d'un patient, gardez les points suivants à l'esprit :

- Choisissez la sangle MultiStrap la mieux adaptée à la tâche.
- Faites attention à d'éventuelles sensibilités de la peau, sensibilités à la pression ou douleurs aux endroits où les sangles MultiStrap doivent être appliquées.
- Veillez à ce que le patient ait la mobilité articulaire nécessaire pour soulever de manière passive les parties du corps à l'aide des sangles MultiStrap.
- Planifiez l'opération, avant de lever, de façon à ce que cela se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Bien que les harnais Liko soient équipés de protections anti-décrochage, faites preuve de précautions : avant de lever le patient depuis le lit, mais quand les sangles sont bien tendues, assurez-vous que les boucles de sangles sont correctement accrochées à l'étrier.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance lors d'une situation de transfert.
- Les roues du lit doivent être bloquées pendant un levage ou un transfert ; ceci est particulièrement important lorsque les patients sont retournés.
- Utilisez les barrières de sécurité pendant le retournement ; ceci est particulièrement important si un seul assistant effectue le retournement.
- Travaillez toujours de façon ergonomique

Mise en place



Mettez la sangle MultiStrap en place sous la partie du corps à soulever ou maintenir. Repliez la boucle sous la sangle et poussez-la sous le patient. Enfoncez votre main ou utilisez la spatule dans la poche de la sangle pour faciliter la mise en place (cf. illustrations ci-dessus).

Faites ressortir la boucle du côté opposé et tirez la sangle MultiStrap vers l'avant de sorte que le membre soit placé au milieu de la sangle. Attachez les boucles de sangle à l'étrier. Utilisez la petite boucle si la hauteur de levage est insuffisante.

Il est également possible d'introduire la sangle MultiStrap là où il y a le plus d'espace, sous les genoux par exemple, puis de la faire glisser jusqu'à l'endroit souhaité sous le patient. Ceci peut être facilité en tirant la sangle MultiStrap d'un côté puis de l'autre en alternance jusqu'à l'endroit voulu, sous les fesses par exemple.

REMARQUE : la sangle MultiStrap peut également être mise en place à l'aide d'une Alaise Handy, qui est recommandée pour les patients corpulents ou nécessitant une attention extrême. Pour plus d'informations, veuillez contacter Liko.

Levage et maintien

Placez la sangle MultiStrap sous la partie du corps du patient qui doit être soulevée ou supportée. Avant le levage, vérifiez que les boucles de sangle sont correctement fixées à l'étrier. Soulevez à la hauteur souhaitée.

Exemple




Fig. 1. Soulever et maintenir une jambe avec deux sangles MultiStrap




Fig. 2. Soulever et maintenir les deux jambes avec deux sangles MultiStrap




Fig. 3. Soulever et maintenir un bras







Fig. 4. Soulever et maintenir les fesses

Un étrier à 2 fixations est recommandé pour le levage et le maintien comme le montrent les exemples ci-dessus. Une (Fig. 3) ou deux sangles MultiStrap (Fig. 1) peuvent être utilisées.

De même, un étrier à 4 fixations peut être utilisé avec deux sangles pour soulever et maintenir une jambe. Au cours du levage, la charge doit alors être répartie sur tous les crochets de l'étrier.

Basculement sur le côté

Le retournement d'un patient sur le côté peut être réalisé par un seul assistant mais nous recommandons la présence de deux personnes ; cette méthode est en effet plus efficace et plus souple. Utilisez les barrières de sécurité, en particulier si un seul assistant effectue le retournement.



Utilisez deux sangles MultiStrap ; placez-en une sous les épaules et l'autre sous les hanches. Si nécessaire, les boucles de sangle peuvent être fixées à un endroit approprié sur le lit à l'aide des Sangles d'attaches (voir pos. 1, page 2). Cela maintient les sangles MultiStrap en place au cours du retournement.

Préparez l'opération en plaçant le patient de sorte à faciliter le basculement ; un bras dégagé sur le côté et une jambe sur l'autre.

Procédez de manière à ce que le patient soit tourné sur le côté au moyen du lève-personnes. La hauteur de levage doit être telle que le patient ne risque pas de basculer. Ajustez la position afin que le patient soit confortable.

⚠ Ne levez pas le patient trop haut !

Lorsque vous retournez un patient sur le côté, nous vous recommandons d'utiliser un étrier à 2 fixations.

Retrait




Fig. 5.




Fig. 6.

Repliez la boucle sous la sangle MultiStrap (Fig. 5). Dégagez et saisissez la boucle puis retirez soigneusement la sangle (Fig. 6). La sangle MultiStrap peut aussi être retirée soigneusement aux endroits où il y a plus d'espace, notamment sous les genoux.

Pour un retrait encore plus en douceur, utilisez l'Alaise Handy. Pour plus d'informations, contactez Liko.

Caractéristiques de la sangle MultiStrap

Désignation	Art. n°	Charge max.	Matériau
MultiStrap Standard, Sangle d'attache incluse*	3695115	200 kg	100% polyester
MultiStrap Large, Sangle d'attache incluse*	3695116	200 kg	100% polyester
MultiStrap Ultra, Sangle d'attache incluse*	3695117	200 kg	100% polyester
Accessoires : Spatule modèle 600 IC (convient aux MultiStrap Standard et Large)		3684002	
*Sangle d'attache 135 cm		3696001	

Précautions d'utilisation et entretien

Contrôlez régulièrement les accessoires de levage. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur le matériau/tissu, les coutures, les sangles ou les boucles de sangle. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur, si vous avez des questions qui restent sans réponse.

Instructions de lavage : consultez l'étiquette du produit.

Durée de vie estimée

En usage normal, la durée de vie estimée du produit est d'au moins 2 à 5 ans. Elle varie en fonction du matériau, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage et du poids supporté.

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si les produits sont utilisés ou lavés plus fréquemment qu'à la normale. Consultez le protocole de Liko concernant l'inspection périodique de chaque produit.



Dispositif médical de classe I

Les sangles MultiStrap ont été testées par un institut d'essais homologué et répondent aux normes exigées par les directives medicotechniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE) et la norme harmonisée EN ISO 10535.

Concept déposé

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.
Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



A **Hill-Rom** Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Distributeur en France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributeur en Suisse:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch

