

Solo à dos rehaussé est un harnais sur lequel l'utilisateur n'est pas assis. Cela le rend très facile à mettre et à enlever. Solo à dos rehaussé est conçu pour s'adapter à tous les utilisateurs, sans besoin de réglage individuel. Un harnais correctement essayé et appliqué avec soin donne à l'utilisateur un fort sentiment de sécurité et un grand confort.

Solo à dos rehaussé soutient tout le corps, en position assise légèrement penchée en arrière, ce qui convient aux utilisateurs qui ont un maintien réduit du tronc. Pour les plus grandes tailles, il peut être avantageusement adapté avec l'étrier Universel 670 Twin.

Solo à dos rehaussé est recommandé pour les transferts à partir d'un lit, d'un fauteuil roulant ou des toilettes.


Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité. Un harnais trop grand augmente le risque que le patient glisse hors du harnais, tandis qu'un harnais trop petit serre et peut provoquer un désagrément.

△ Le harnais Solo à dos rehaussé est un article jetable conçu pour être utilisé par une seule personne. Faites des essayages pour déterminer la bonne taille et inscrivez le nom de l'utilisateur sur l'étiquette qui se trouve au dos du harnais.

Le harnais jetable Solo à dos rehaussé ne doit plus être utilisé :

- lorsqu'il a été sali ou infecté
- s'il est abîmé
- quand son utilisateur n'en a plus besoin.

Jeter alors le harnais, conformément aux règles en vigueur dans le centre de soins ou le centre hospitalier.



△ N'oubliez pas !

- Un ou plusieurs assistants peuvent être nécessaires, selon les cas.
- Planifier l'opération, avant de lever, de façon à ce que celui-ci se fasse de la manière la plus sûre et simple possible.
- Bien que les harnais Liko soient équipés de protections anti-décrochage, il est important de contrôler que les sangles sont bien accrochées à l'étrier quand les sangles sont tendues, mais avant que l'utilisateur ne soit soulevé !
- Ne jamais soulever un usager plus haut qu'il est nécessaire pour la réalisation du transfert.
- S'assurer qu'aucun objet pointu ou tranchant n'entre en contact avec le produit.
- Éviter de tirer fortement sur le harnais lors du positionnement de l'utilisateur dans le fauteuil roulant ou le lit.
- Contrôler que l'utilisateur est assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne jamais laisser un usager sans surveillance dans une situation de levage.
- Faire en sorte que les roues du fauteuil roulant, du lit, de la couchette, etc. soient verrouillées pendant l'opération.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée l'utilisateur, et celle qui aide l'assistant.


△ Il doit être prêté la plus grande attention aux textes qui suivent ce signe.

 Lire les notices d'emploi du harnais et du lève-personnes utilisés.

Les notices d'emploi peuvent être téléchargées gratuitement sur www.liko.com.

Lever à partir d'une position assise


Il est recommandé d'être deux assistants pour appliquer le harnais selon les principes ergonomiques. L'utilisateur doit en général être penché vers l'avant pendant l'opération. C'est pourquoi il est important qu'un assistant se place devant l'utilisateur afin d'empêcher celui-ci de tomber vers l'avant.



Placez le harnais derrière le dos de l'utilisateur, comme l'indique l'étiquette tournée vers l'extérieur. Repliez le bord inférieur autour de vos doigts afin de faciliter le positionnement du harnais.

A l'aide de la paume de la main, glissez le bord inférieur du harnais vers le coccyx de l'utilisateur, **ceci est très important**. La mise en place est facilitée si l'utilisateur est légèrement penché vers l'avant.

Tirez les soutiens de jambes le long des cuisses. **Conseil** : A l'aide de la paume de la main entre le corps et le harnais, faites glisser le bord inférieur du soutien de jambes vers le siège. Tirez en même temps le soutien de jambes vers l'avant avec l'autre main pour le tendre.




Conseil : En appuyant légèrement sur la rotule, tirez le soutien des jambes vers vous pour supprimer d'éventuels plis à l'arrière. Contrôlez que les deux soutiens de jambes sont d'égale avancée.

Faites passer les soutiens de jambes du harnais sous chaque cuisse. Faites en sorte que le tissu soit bien tendu sous la cuisse et qu'il en fasse bien le tour.

Les soutiens de jambes s'attachent généralement en enfilant l'un des soutiens dans l'autre avant de les accrocher à l'étrier. Accrochez d'abord les oeillets supérieurs de sangle sur l'étrier, puis les oeillets de soutiens de jambes. Levez.

Lever à partir d'une position couchée

Pensez à votre propre position de travail et au confort de l'utilisateur. Utilisez les fonctions du lit pour la remontée et l'abaissement du lit.




1. Tournez l'utilisateur vers vous pour éviter qu'il ne tombe du lit. Positionnez le bord du harnais aussi loin que possible sous l'utilisateur, le bord inférieur **au niveau du coccyx**. Faites deux plis au harnais de façon à ce que la ligne médiane se trouve dans l'alignement de la colonne vertébrale de l'utilisateur lorsque ce dernier est ensuite retourné.

Déroulez doucement le harnais de l'autre côté. Relevez le soutien pour le dos.
2. Placez les soutiens des jambes sous les cuisses. L'opération est facilitée si l'utilisateur plie les genoux. Faites en sorte que le tissu soit bien tendu et qu'il enroule bien la jambe.

Les soutiens de jambes peuvent être accrochés de plusieurs façons.
3. Placez éventuellement un petit coussin derrière la tête de l'utilisateur. Accrochez d'abord les oeillets supérieurs de sangles à l'étrier, ensuite les oeillets de soutien de jambes. Levez.

Transfert vers une chaise

Il est important, lors du transfert vers une chaise, que l'utilisateur soit bien installé au fond du fauteuil roulant. Il existe plusieurs façons d'y parvenir.




Pour faciliter l'application dans un fauteuil roulant, on peut pencher le fauteuil vers l'arrière pendant l'abaissement. Laissez le postérieur glisser le long du dossier à la fin de l'opération. Contrôlez la position du fauteuil à l'aide du pied sur le basculeur.

Une autre méthode est d'appuyer légèrement sous les genoux de l'utilisateur pendant la descente de façon à ce que le bassin se place contre le dossier du fauteuil. Retirez délicatement les soutiens de jambes. Ceci s'effectue avec le plus de ménagement possible en tirant les boucles par-dessous le tissu des soutiens de jambes. Ôtez le harnais en le tirant doucement vers le haut.

Transfert vers une surface plane

Pensez à votre propre position de travail et au confort de l'utilisateur. Utilisez les fonctions du lit pour la remontée et l'abaissement du lit.




Amenez l'utilisateur au-dessus du lit et relever la tête du lit pour le confort de l'utilisateur. Descendez l'utilisateur vers le lit. Abaissez la tête du lit.

Ôtez les soutiens de jambes en passant les boucles de sangles sous le tissu.


Tournez doucement l'utilisateur sur le côté et enroulez le harnais sous celui-ci. Retournez l'utilisateur sur le dos et retirez doucement le harnais. *Méthode alternative* : retirez le harnais en le tirant doucement vers le haut, l'utilisateur étant assis.

L'utilisateur n'est pas bien assis – A quoi cela est-il dû ?


A. MAUVAIS !




B. MAUVAIS !



BON !



*




A. Le postérieur est affaissé. **Risque de glissement.** La taille du harnais est peut-être trop grande. Ou encore le harnais n'a pas été descendu suffisamment bas le long du dos lors de sa mise en place. Contrôlez avant de lever que le bord inférieur est tendu et que le tissu entoure correctement les jambes.
B. **Une taille trop petite** peut impliquer que les soutiens de jambes remontent à l'entrejambe et provoquent une gêne, que l'étrier est trop près du visage et/ou que le dos reçoit trop peu de soutien.

Le bord inférieur du harnais se trouve à la hauteur du coccyx et les soutiens de jambes sont correctement appliqués sous les jambes.

Conseil : Contrôlez que toutes les boucles de sangles sont d'égale longueur et atteignent la même hauteur quand elles sont tendues avant le lever. Sinon – ajustez l'application du harnais.

Caractéristiques de Solo à dos rehaussé, modèle 25



Article	Art. n°	Taille	Poids de l'utilisateur*	Charge max.
Solo à dos rehaussé	3525911	MS Medium Slim (adulte mince)	30-50 kg	200 kg
Solo à dos rehaussé	3525915	M Medium	40-80 kg	200 kg
Solo à dos rehaussé	3525916	L Large	70-120 kg	200 kg
Solo à dos rehaussé	3525917	XL Extra Large	110-250 kg	500 kg

*Attention ! Le poids mentionné est une simple indication – Il peut y avoir des écarts.

Une taille trop grande implique un risque de glissement ; une taille trop petite peut impliquer une gêne à l'intersection des soutiens de jambes et provoquer un inconfort.

Matériau : Les tailles MS, M et L sont fabriquées en Polypropène Non-tissé
La taille XL est fabriquée en Polyester Non-tissé

Accessoire : Latte, art. n° 31590007

Combinaisons recommandées entre Solo à dos rehaussé et les étriers Liko :

	Mini 220	Petit 350	Universel 350	Standard 450	Universel 450	Universel 600+	Large 670	Univ. 670 Twin	Quatre fixations	Croisé 450	Croisé 670	Latéraux + Petit 350	Univ. Latéraux + Universel 350	Latéraux + Standard 450	Univ. Latéraux + Universel 450
Solo à dos rehaussé, MS	3	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	2	2	2	1
Solo à dos rehaussé, M	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Solo à dos rehaussé, L	3	3	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
Solo à dos rehaussé, XL	4	3	3	2	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1

Explications :

- 1 Recommandé
- 2 Possible
- 3 Déconseillé
- 4 Inadéquat

* Seulement si les soutiens de jambes sont croisés sous les deux jambes.



NE PAS LAVÉ. Une étiquette portant ce symbole se trouve au dos du harnais. Si le harnais est lavé, le symbole NE PAS LAVÉ disparaît et le symbole NE PAS UTILISER apparaît. Le harnais doit alors être jeté.

CE Produit médico-technique de classe I

Le harnais Solo à dos rehaussé est testé par un institut accrédité et est conforme à toutes les normes MDD pour les produits de classe I ; il est également conforme à toutes les normes du standard harmonisé EN ISO 10535.

Les produits Liko sont sans cesse développés, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans les produits sans information préalable. Contactez votre représentant Liko pour des renseignements, des conseils ou d'éventuelles mises à jour.

△ Important !

Lever et transférer une personne comporte toujours un certain risque. C'est pourquoi les notices d'emploi du lève-personnes et de ses accessoires doivent être étudiées attentivement. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'emploi. Seul le personnel informé doit utiliser cet équipement.

Assurez-vous que l'accessoire est adapté à l'appareil utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation.

En tant qu'assistant, vous êtes toujours responsable de la sécurité de l'utilisateur. Vous devez être informé des possibilités que ce dernier a de faire face à la situation de transfert. Contrôlez le harnais régulièrement, spécialement après lavage, et plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages des coutures, des tissus, des sangles et des boucles. Ne pas utiliser d'accessoires endommagés. Si vous avez des questions, contactez le fabricant ou le fournisseur.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant :

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

