



## Simplifient les transferts courts.

L'Alaise et le tube Handy™ sont des dispositifs d'aide manuels qui facilitent les transferts en réduisant les frottements entre le patient et la surface sous-jacente. Ils peuvent être utilisés pour les patients aussi bien de corpulence normale que très lourds. Les alaises de la série Handy™ sont fabriquées dans une matière d'excellente qualité qui glisse très facilement, même sur le long terme.

L'Alaise Handy™ est principalement destinée à faciliter la mise en place d'un harnais sur un patient assis ou allongé. Le tube Handy™ est par exemple utilisé pour remonter un patient dans son lit, le retourner ou le transférer d'un lit à l'autre.

Les caractéristiques uniques de l'Alaise Handy™ sont ses poches qui facilitent le positionnement sur un fauteuil roulant étroit, ainsi que ses boucles (sur la version la plus longue) avec lesquelles l'Alaise peut être fixée à la tête de lit. Les deux fonctions sont spécifiques à la série Handy™ et sont des concepts brevetés de Liko™.

### Caractéristiques importantes

- **Le tissu** est d'excellente qualité et conserve son coefficient de frottement très faible, même après des lavages répétés.
- **Le coin supérieur** des versions longues de l'Alaise Handy™ est muni de boucles simplifiant la fixation au lit. Le nombre d'assistants maintenant l'Alaise est par conséquent réduit.
- **L'Alaise Handy™ Courte** est dotée de petites poches qui facilitent la mise en place dans un fauteuil roulant étroit par exemple.
- **Nous avons développé des méthodes de travail uniques** qui facilitent la mise en place de l'Alaise et garantissent aussi le confort du patient. Avec notre méthode, le patient n'a pas besoin d'être retourné dans le lit pour la mise en place de l'Alaise.
- **Le tube Handy™** est disponible en trois modèles différents, chacun destiné à un domaine d'application particulier.

## Alaise Handy™

L'alaise Handy™ de Liko™ est extrêmement utile pour mettre en place un harnais, en particulier sur les patients très lourds, sensibles à la douleur ou souffrant de contractures. Elle est disponible en deux variantes, Courte et Longue, cette dernière étant équipée de poignées surtout le pourtour. Les alaises Handy™ sont livrées par deux et utilisées par paires.



## Tube Handy™

Le tube Handy™ de Liko™ est une alaise à faible coefficient de frottement essentiellement utilisé pour remonter un patient dans son lit, le retourner ou le transférer d'un lit à l'autre. Il est disponible en trois modèles différents, chacun destiné à un domaine d'application particulier : Court, Long et Large.



Lisez les notices d'emploi des produits respectifs pour obtenir plus d'informations sur les domaines d'application et l'usage dans la pratique. Vous pouvez également contacter le représentant Liko le plus proche pour obtenir des informations et des conseils. Vous trouverez nos coordonnées sur [www.liko.com](http://www.liko.com). Travaillez toujours de façon ergonomique. Si la tâche semble pénible pour l'assistant, nous recommandons de faire appel à d'autres accessoires de levage et de transfert de notre gamme complète de lève-personnes et accessoires.

## Alaise Handy™

Désignation	Art. n°	Taille	Dimensions (cm)
Alaise Handy™ Courte, sans poignées	3715015	M	70x70
Alaise Handy™ Courte, sans poignées	3715017	XL	120x85
Alaise Handy™ Longue, avec poignées	3716015	M	90x185
Alaise Handy™ Longue, avec poignées	3716017	XL	140x215

Également disponibles en paquets géants (par 10).

## Tube Handy™

Désignation	Art. n°	Taille	Dimensions (cm)
Tube Handy™ Court, sans poignées	3710015	M	70x90
Tube Handy™ Long, sans poignées	3711015	M	90x185
Tube Handy™ Large, avec poignées	3712015	M	140x140

Également disponibles en paquets géants (par 10).

L'alaise et le tube Handy™ sont des produits médicotecniques de classe I. L'alaise et le tube Handy™ ont fait l'objet d'essais par un institut agréé qui les a déclarés conformes à toutes les exigences des produits MDD de classe I selon la norme harmonisée EN ISO 10535.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc. Liko, ainsi que le logo et le nom Liko sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB. Handy est une marque de fabrique ou marque déposée de Liko R&D AB.



A **Hill-Rom** Company

### Fabricant

Liko AB  
Nedre vägen 100,  
SE-975 92 Luleå, Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

### Distributeur en France :

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

### Distributeur en Suisse :

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom® est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2010 Hill-Rom® SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS