

# LikoStretch mod. 600 IVA



## LikoStretch mod. 600 IVA

Cet article est spécialement conçu pour lever à l'horizontale et pour transférer les patients qui exigent une manipulation très prudente. Il peut s'agir par exemple de patients gravement brûlés ou de patients avec de sérieuses fractures de la nuque ou du dos et qui pour cette raison ne peuvent pas être retournés sur le côté.

Les sangles porteuses s'appliquent en douceur à l'aide d'une spatule, sans avoir besoin de lever ni de rouler le patient. LikoStretch 600 IVA peut également être utilisé avec une toile de levage pour les situations plus simples de transfert.



## ■ ACCESSOIRES



### Stabilisateur

Accessoire recommandé qui permet d'ajuster le centre de gravité de façon simple quand le patient est soulevé avec LikoStretch 600 IVA.

Convient pour: 3156065 et 3156065B

### Étrier de stabilisation Art.n° 2001600 (n'est pas sur la photo)

Étrier de stabilisation Golvo pour LikoStretch 600 IVA.

4 sangles d'accrochage comprises.

Recommandé quand LikoStretch 600 IVA est utilisé avec le lève-personnes mobile Golvo, dans des situations qui exigent une stabilité accrue pendant le mouvement de levage.

## ■ PRODUITS

3156065	LikoStretch mod. 600 IVA (250 kg) Standard 70 cm, accessoires non compris
3156065B	LikoStretch mod. 600 IVA (250 kg) Largeur 80 cm, accessoires non compris
3156066	LikoStretch mod. 600 IVA (200 kg) Réglable, Largeur 60-90 cm, accessoires non compris
3156200	Stabilisateur
3166506	Barres de verrouillage Mod 600 IVA (la paire)
3684001	Sangles de levage, 8 (jeu)
3684002	Spatule
3682504	Toile 800, standard: 80 cm, Tissage renforcé, barres de verrouillages non comprises
3682508	Toile 1800, large: 90 cm, Tissage renforcé, barres de verrouillages non comprises
3682509	Toile 1800, standard: 80 cm, Tissage renforcé, barres de verrouillages non comprises
3166508	Barres de verrouillage 800 (la paire)
3166518	Barres de verrouillage 800 (la paire)



LikoStretch 600 IVA répond aux normes exigées par les directives Médico-techniques pour les produits de Classe I.

Charge maximale: 200-250 kg

Made in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabricant:

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

#### Liko Distributor in France:

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

#### Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG  
Bannstraße 1, CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 61-4822222  
Fax: +41 (0) 61-4821923  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

 **Liko**  
A **Hill-Rom** Company