




Levage à l'horizontale Flexo



Une totale flexibilité, même pour les patients lourds

Cet accessoire est destiné à lever et transférer les patients dans une position plane et à l'horizontale. La partie qui porte la personne est composée d'une toile ou de cinq sangles de levage. On peut ajuster la largeur de l'accessoire entre 70 et 95 cm en sortant ou en rentrant ses bras de levage.

Flexo est équipé d'un Stabilisateur pour régler facilement le centre de gravité pendant le levage. Les accessoires pour lever à l'horizontale peuvent s'utiliser avec plusieurs des lève-personnes Liko. Consultez notre site web www.liko.com pour de plus amples informations.

PRODUITS

- 3156057 Flexo
- 3684100 Sangle de levage XL
(jeu de 5 sangles; 2 XL80 + 3 XL100)
- 3684101 Sangle de levage XL 80
- 3684102 Sangle de levage XL 100
- 3684105 Toile XL regular (normal)
- 3684106 Toile XL tall (grand)



Flexo est conforme aux normes exigées par les directives Médico-techniques pour les produits de Classe I.

Charge maximale: 300 kg

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Liko Distributor in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1, CH-4124 Schönen-
buch
Phone: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch

 **Liko**
A **Hill-Rom** Company