



Octo Stretcher



Octo Stretcher est destiné à lever et transférer les patients dans une position plane et à l'horizontale. Il est habituellement utilisé dans les services de chirurgie mais également dans les services de soins intensifs et de radiologie. La partie qui porte la personne est composée d'une toile ou de quatre ou cinq sangles de levage.

Octo Stretcher est apprécié pour sa facilité d'utilisation et parce qu'il prend relativement peu de place, à la fois lors de son utilisation et lorsqu'il est rangé. Octo Stretcher est disponible dans une version avec Stabilisateur, ce qui permet un réglage simple du centre de gravité pendant le levage.

Octo Stretcher peut s'utiliser avec plusieurs lève-personnes stationnaires Liko: Likorall, Multirall et Liko Masterlift. Il est également recommandé avec les lève-personnes mobiles Viking et Golvo.



Charge maximale: 200 kg

Made in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

PRODUITS

- 3156056 Octo Stretcher avec Stabilisateur
- 3156055 Octo Stretcher
- 3683105 Toile, polyester, M
- 3683106 Toile, polyester, L
- 3683405 Toile, filet plastique, M
- 3683406 Toile, filet plastique, L
- 3683905 Toile Solo Octo, M, pack de 10
- 3683906 Toile Solo Octo, L, pack de 10
- 3683102 Sangle, polyester
- 3683202 Sangle, coton
- 3683402 Sangle, filet plastique
- 3683112 Sangle, polyester, rigidifiée
- 3683114 Sangle croisée, polyester, rigidifiée



www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Liko Distributor in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1, CH-4124 Schönen-
buch
Phone: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch



A Hill-Rom Company