



Équilibrage simplifié.

Avec le Stabilisateur de Liko, vous pouvez, par simple rotation, adapter le centre de gravité pour chaque patient de manière à ce que celui-ci soit couché à plat ou le buste légèrement relevé.

Le Stabilisateur est disponible en tant qu'accessoire et peut être installé sur :

- 3156055 Octo Stretcher
- 3156065 LikoStretch 600
- 3156065B LikoStretch 600, large
- 3156018 Étrier Croisé 670
- 3156021 Étrier Croisé 450

Le Stabilisateur est inclus dans les produits suivants :

- 3156056 Octo Stretcher avec Stabilisateur
- 3156051 LikoStretch 1900™
- 3156057 Stretcher Flexo



Charge max. : 300 kg

L'accessoire ayant la charge maximale autorisée la plus faible détermine systématiquement la charge maximale pour le système de levage complet.

Art. n° : 3156200



Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.
Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc. Liko, ainsi que le logo et le nom Liko sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB. Stabilisateur Liko, Octo Stretch, Liko Stretch 600 IC, Liko Stretch 1900 and Stretcher Flexo est une marque de fabrique de Liko R&D AB.



A **Hill-Rom** Company

Fabricant

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Distributeur en France :

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Distributeur en Suisse :

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch

www.hill-rom.com

www.liko.com

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom® est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2010 Hill-Rom® SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS