

UltraStretch



Pour les levages intensifs à l'horizontale

UltraStretch est conçu pour le levage et le transfert de patients lourds à l'horizontale. UltraStretch est utilisé avec le système de levage de Liko FreeSpan UltraTwin, avec des rails espacés de 80 cm, ou avec UltraTwin dans une installation au plafond.

UltraStretch se monte facilement aux unités de levage à l'aide des fixations rapides. Aucun outil n'est nécessaire. L'élément de soutien du corps consiste soit en une toile de levage soit en cinq sangles de levage distinctes.



Charge maximale : 400 kg.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

ART. N°

3156058	UltraStretch
3684100	Sangle de levage XL (jeu de 5 sangles ; 2 unités XL80 + 3 unités XL100)
3684105	Toile de levage XL taille normale
3684106	Toile de levage XL grande taille



www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Liko Distributor in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch



A **Hill-Rom** Company