

# Uno 200™



## Adapté à vos besoins quotidiens

Uno 200, nouvellement développé, est un lève-personnes mobile Liko adapté aux situations de levage les plus fréquentes, par exemple dans les maisons de retraite et les soins à domicile.

Le lève-personnes mobile Uno 200 bénéficie des caractéristiques de base ; il est donc simple et fiable sans que la sécurité ou la facilité d'emploi s'en trouve amoindrie.

Les roues tournent aisément sur la plupart des surfaces et s'adaptent au sens de déplacement, ce qui facilite le transfert du patient.

L'écartement du piètement est électrique et Uno 200 soulève jusqu'à 200 kg. Uno 200 est unique en ce que l'intervalle de levage et la charge maximale peuvent être ajustés par différents réglages, ce qui vous permet d'adapter le lève-personnes mobile à vos besoins. En outre, grâce à la gamme complète d'accessoires de Liko, vous pouvez personnaliser les solutions de levage en fonction des conditions réelles et du patient.

Et comme toujours chez Liko, la sécurité a la place de choix : Uno 200 bénéficie de l'abaissement d'urgence, à la fois mécanique et électrique, et fait appel à une technologie éprouvée, ce qui est une garantie pour l'assistant comme pour le patient.

## Simple et polyvalent

Uno 200 peut être utilisé dans la plupart des situations de levage courantes, par exemple lors des transferts entre le lit et le fauteuil roulant, vers et depuis les toilettes et vers et depuis le sol.

Grâce à ses trois possibilités d'ajustement en hauteur, Uno peut facilement être adapté à la hauteur de levage optimale.

Le FlexLink intelligent d'Uno (un bras de liaison supplémentaire augmentant la distance par rapport au pied central) assure des levages quasiment à la verticale et garantit une plus grande souplesse lors des levages depuis le sol.

Si vous équipez Uno d'une fixation rapide, vous pouvez aisément et sans outils passer à un autre étrier de la vaste gamme de Liko.

Une fiche d'utilisation est systématiquement placée dans l'étui du pied central pour rappeler aux assistants les opérations importantes.



Le bras de levage et l'écartement du piétement d'Uno 200 fonctionnent simplement et sans à-coups à l'aide de la commande manuelle ; par conséquent, l'assistant peut être très proche du patient et créer une situation de levage sécurisante pour ce dernier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge max. :	160/200 kg selon les réglages
Vitesse de levage :	22 mm/s à vide, réglé pour une charge max. de 160 kg 18 mm/s à vide, réglé pour une charge max. de 200 kg
Batteries :	2 batteries 12 V 2,9 Ah accumulateurs au plomb hermétiques à valves, batteries à gelée
Chargeur de batterie :	100-240 V CA, 50-60 Hz, max. 500 mA
Roue avant :	roues jumelles 75 mm
Roue arrière :	roues jumelles 75 mm avec freins
Abaissement d'urgence :	mécanique et électrique
Classe de protection :	IP X4
Matériau :	acier peint avec revêtement vernis-laque
Poids :	38,5 kg
Art. n° :	2010020



Uno 200 a été testé par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE).

Uno 200 est homologué CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 et CAN/CSA C22.2 n° 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

### Fabricant :

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Suède  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

### Distributeur en France :

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

### Distributeur en Suisse :

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22  
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)



A **Hill-Rom** Company