



Nouveau Viking M



Nouveau!

Fiche d'utilisation

Nouveau!

Tube de protection
(Outer Tube™)

Nouveau!

Pupitre de commande

Nouveau!

Système de diagnostic Liko

Nouveau!

Batteries NiMH

Nouveau!

Protection intégrée
contre la décharge
des piles

Nouveau!

Nouvelle
position
d'arrêt
d'urgence

Nouveau!

Commande manuelle
sans fil

Nouveau!

Deux vitesses

Le lève-personnes polyvalent intelligent

Nous avons de bonnes nouvelles pour vous qui avez déjà réalisé que la série Viking est la série de lève-personnes mobiles la plus moderne et la plus conviviale au monde. Viking M a bénéficié de nouveaux développements et marque le début de nouvelles méthodes de travail : intelligentes, fonctionnelles et sûres !

Le nouveau boîtier de contrôle comprend le système innovant de diagnostic Liko, siège de l'intelligence de Viking. Le système vous indique entre autres l'usage que vous avez fait du lève-personnes et le moment où l'entretien doit être effectué. Cela vous permet d'évaluer vos besoins de levage et d'utiliser le lève-personnes de manière aussi intelligente et sûre que possible.

La commande manuelle sans fil facilite et rend plus fonctionnelle la manipulation du lève-personnes. Le patient a un plus grand sentiment de sécurité lorsque vous pouvez travailler plus proche de lui et sans entraves. À titre de protection supplémentaire, le lève-personnes peut toujours être manœuvré directement à partir du boîtier de contrôle.

L'aspect environnemental est également important à mentionner. Le lève-personnes est fabriqué en aluminium résistant qui, en principe, peut être recyclé un nombre infini de fois.

En outre, cette matière allège l'appareil et lui procure des avantages fonctionnels. La batterie est dotée d'un indicateur de charge intelligent qui peut être consulté en permanence. Par ailleurs, elle fait appel à la technologie NiMH plus respectueuse de l'environnement.



A **Hill-Rom** Company

Fonctionnalité, sécurité et environnement

Les principes de construction de Viking™ reposent sur 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé.

L'intégralité de la famille Viking, constituée de plusieurs lève-personnes de tailles et de caractéristiques différentes, est fabriquée en aluminium. Cela signifie qu'elle est plus légère que les produits analogues en acier ; elle est donc plus facile à manipuler. L'aluminium est respectueux de l'environnement puisque, en principe, il peut être recyclé un nombre infini de fois. Un Viking est composé de 40 % d'aluminium recyclé. En outre, ce métal ne rouille pas.

La batterie rechargeable, légère, dotée de la puissante technologie NiMH, est meilleure pour l'environnement que les autres batteries actuellement disponibles sur le marché. Celle du Viking M dispose par ailleurs d'un indicateur intelligent qui peut indiquer l'état actuel de charge, à tout moment, même si la batterie n'est pas raccordée au lève-personnes. Grâce à une protection intégrée, les batteries ne peuvent être endommagées par une décharge complète.



Le nouveau boîtier de contrôle comprend le système de diagnostic Liko qui vous informe de l'usage réel du lève-personnes et donc de vos besoins. Ce système vous permet d'adapter votre solution de levage pour un fonctionnement et des économies globales optimisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale :	205 kg
Vitesse de levage :	4,2 cm/s et 3,8 cm/s à vide
Batteries :	Cellules NiMH, 2,2 Ah
Chargeur de batteries :	100-240 V~, 50-60 Hz, max. 600 mA
Roue avant :	Roues jumelles de 75 mm
Roue arrière :	Roues jumelles de 75 mm avec freins
Abaissement d'urgence :	Mécanique et électrique
Classe de protection :	IP 54
Matériau :	Aluminium
Poids :	34 kg
Article n° :	2040015 Viking M



La commande manuelle sans fil permet un levage plus proche et plus fonctionnel pour le personnel soignant et le patient puisque les câbles ne risquent pas de gêner la manœuvre. Elle comporte deux vitesses de levage et peut servir à plusieurs lève-personnes dans le service.



Viking M été testé par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives medicotechniques pour les produits de classe 1 (MDD 93/42/CEE).

Viking M est homologué CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 et CAN/CSA C22.2 n° 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Liko Distributor in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 61-4822222
Fax: +41 (0) 61-4821923
info@liko.ch



A Hill-Rom Company