




# FreeSpan UltraTwin™



La traverse FreeSpan UltraTwin permet les levages sur une surface étendue de la pièce.

## Pour les levages intensifs autonomes

Les besoins en lève-personnes pour des personnes très lourdes ont considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Avec une capacité de levage de 500 kg, le système autonome FreeSpan UltraTwin répond à des exigences très élevées.

FreeSpan UltraTwin est autonome et n'exige donc aucune construction au mur ou au plafond. Il est également facile à déplacer. Différentes longueurs de rails sont disponibles afin que le système s'adapte aux dimensions de la pièce et aux besoins de levage. De même, FreeSpan UltraTwin est disponible à la fois sous forme de rails droits ou de système de traverses, de manière à pouvoir couvrir une plus grande surface de la pièce.

Le levage de patients lourds requiert des moyens d'aide bien pensés. La possibilité de positionner le patient de sorte à éliminer toute pression sur la poitrine et donc toute difficulté respiratoire en est un bon exemple. La solution fonctionnelle de deux moteurs de levage qui interagissent permet de lever, transférer et placer le patient en position assise, semi-assise ou allongée.

FreeSpan UltraTwin existe avec différentes distances entre les deux rails pour répondre aux divers types de transfert.



A **Hill-Rom** Company

## Accessoires facilitant les levages intensifs

Liko a une longue expérience dans la prise en charge des patients obèses. Nous collaborons étroitement depuis de longues années avec de grands établissements hospitaliers spécialisés dans les soins et les traitements des patients obèses. Nous sommes de fait devenus pionniers dans le secteur des équipements de levage spécialement adaptés aux patients corpulents. Nos accessoires sont disponibles en plusieurs modèles pouvant supporter jusqu'à 500 kg.



Grâce à la solution fonctionnelle à double moteur, le patient peut être équilibré lorsqu'il est soulevé à l'horizontale.



Deux Likorall peuvent être actionnés à l'aide d'une seule commande manuelle, grâce à l'unité de commande Ultra.



### UltraTwist - Pour un positionnement en souplesse

L'accessoire UltraTwist offre la possibilité unique d'ajuster la position du patient pendant et après le transfert.

UltraTwist permet une rotation complète (360°) du patient et est disponible en deux versions : étroite et large. L'UltraTwist que vous choisissez dépend de vos besoins; pour les levages à l'horizontale, l'UltraTwist Large est le choix par excellence.

Vous trouverez plus d'informations sur notre site : [www.liko.com](http://www.liko.com).



Charge maximale : 400-500 kg

Design and Quality by Liko in Sweden.

FreeSpan été testé par un institut accrédité et répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE) et EN ISO 10535.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabricant:

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

#### Liko Distributor in France:

SAS Liko France  
ZA du Haut Serroir BP7,  
FR-54690 Lay Saint Christophe  
Phone: +33 (0)3 83 22 82 32  
Fax: +33 (0)3 83 22 82 38  
[info@liko-france.fr](mailto:info@liko-france.fr)

#### Liko Distributor in Switzerland:

Liko Care AG  
Bannstraße 1,  
CH-4124 Schönenbuch  
Phone: +41 (0) 61-4822222  
Fax: +41 (0) 61-4821923  
[info@liko.ch](mailto:info@liko.ch)

 **Liko**  
A **Hill-Rom** Company