



Moteur de levage plafonnier sûr, fonctionnel et économique.

Nombreux sont ceux qui connaissent le lève-personnes plafonnier Likorall® de Liko™. Ce n'est pas tellement étonnant puisqu'il est sans doute le moteur de levage plafonnier le plus largement utilisé au monde. Il lève chaque jour des milliers de personnes et épargne autant de dos.

Sa facilité d'emploi, une véritable prise en compte de la sécurité et une conception bien pensée ont établi l'excellente réputation du moteur de levage plafonnier Likorall® auprès des assistants comme des patients.

Likorall® 200 utilise la même technologie éprouvée, simple et sûre que les autres lève-personnes plafonniers de la série mais bénéficie d'une conception simplifiée, ce qui en fait le moteur de levage le plus économique pour ceux dont les besoins de levage sont moins exigeants. Likorall® 200 est adapté à la plupart des situations de levage dans les maisons de retraites, pour les soins à domicile, etc.

Système de sécurité unique

- Tambour de sécurité SFS breveté. Crée une sécurité supplémentaire et garantit un abaissement régulier et maîtrisé.
- Interrupteur de fin de course SSP
- Sangle de levage avec marge de sécurité décuplée
- Protection anti-décrochage sur les accessoires de levage
- Abaissement d'urgence électrique avec batterie de secours
- Arrêt d'urgence répondant aux exigences requises conformément à EN ISO 10535 et CEI 60601-1

Un choix sûr.

Likorall 200 est un choix sûr. Il est équipé du tambour de sécurité breveté de Liko, de l'abaissement d'urgence électrique, de l'arrêt d'urgence, de la sangle de levage dont la marge de sécurité est décuplée et de la protection contre le coincement.

Options.

Likorall 200 est équipé d'une fixation rapide Q-link permettant un changement rapide et aisé des accessoires de la vaste gamme de Liko. Les nombreuses solutions d'installation du système de rails de Liko et la possibilité de choisir des systèmes autonomes permettent d'installer Likorall 200 dans tous les environnements.

Associé au chariot de fixation rapide de Liko, le transfert planifié des moteurs de levage entre différentes pièces peut être effectué par un seul assistant, sans outils.

Si des fonctionnalités supplémentaires s'avèrent nécessaires pour votre moteur de levage plafonnier (recharge le long du rail, commande IR sans fil, possibilité d'utiliser un moteur de marche et des



La vaste gamme d'accessoires de Liko offre de nombreuses possibilités pour adapter le lève-personnes à la situation de levage présente. Grâce à la fixation rapide, le changement des accessoires de levage est rapide et aisé.

aiguillages de rails électriques ou éventuellement de soulever des patients plus lourds), Liko propose plusieurs autres modèles Likorall. Veuillez contacter votre représentant Liko pour de plus amples informations sur la solution la plus adaptée à vos besoins.

Charge max.: 200 kg
Abaissement d'urgence : Électrique

Art. n°: 3121001



Likorall 200 a été testé par des instituts accrédités et répond aux normes exigées par les directives médicotéchniques pour les produits de classe I (MDD 93/42/CEE).

Likorall 200 est homologué CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 et CAN/CSA C22.2 n° 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

www.liko.com

Fabrikant

Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Local representative in France:

SAS Liko France
ZA du Haut Serroir BP7,
FR-54690 Lay Saint Christophe
Phone: +33 (0) 3 83 22 82 32
Fax: +33 (0) 3 83 22 82 38
info@liko-france.fr

Local representative in Switzerland:

Liko Care AG
Bannstraße 1,
CH-4124 Schönenbuch
Phone: +41 (0) 6 14 82 22 22
Fax: +41 (0) 6 14 82 19 23
info@liko.ch



A **Hill-Rom** Company