



Liko Planlyft Mod 600 IVA



För extra krävande situationer

Denna planlyft är särskilt utvecklad för horisontella lyft och överflyttningar av patienter som ställer mycket stora krav på försiktig hantering. Det kan exempelvis gälla svårt brännskadade patienter eller patienter med allvarliga frakturer i t.ex. nacke eller rygg och som därför inte kan vändas till sidan.

De bärande lyftbanden appliceras skonsamt med en spatel, utan behov av att lyfta eller rulla patienten. Planlyft 600 IVA kan även användas tillsammans med en hel lyftduk vid enklare förflyttningssituationer.



TILLBEHÖR



Balanstillsets

Rekommenderat tillbehör som möjliggör att på ett enkelt sätt justera tyngdpunkten när patienten är upplyft i Planlyft 600 IVA.

Passar till: 3156065 och 3156065B

Stabiliseringsbygel Art.nr. 2001600 (ej på bild)

Stabiliseringsbygel Golvo för planlyft 600 IVA.

Inklusive 4 upphängningsband.

Rekommenderas när Planlyft Mod 600 IVA används i kombination med mobillyft Golvo i situationer som kräver ökad stabilitet under lyftrörelsen.

PRODUKTÖVERSIKT

3156065	Planlyft Mod 600 IVA. (250 kg) Standard 700 mm exkl tillbehör
3156065B	Planlyft Mod 600 IVA. (250 kg) Bredd 800 mm exkl tillbehör
3156066	Planlyft Mod 600 IVA. (200 kg) Justerbar, bredd 600-900 mm exkl tillbehör
3156200	Balanstillsets
3166506	Låsskenor Mod 600 IVA (par)
3684001	Lyftband, 8 st (sats)
3684002	Spatel
3682504	Lyftduk 800, standard: 800 mm, armerad väv, exkl låsskenor
3682508	Lyftduk 1800, bred: 900 mm, armerad väv, exkl låsskenor
3682509	Lyftduk 1800, standard: 800 mm, armerad väv, exkl låsskenor
3166508	Låsskenor 800 (par)
3166518	Låsskenor 1800 (par)



Planlyft 600 IVA uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter.

Max.last: 200-250 kg

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.

Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

 **Liko**
A  Company