



Balanstillsets



Med Likos Balanstillsets är det enkelt att anpassa tyngdpunkten individuellt för varje patient. Med en enkel vridrörelse på rattarna förskjuts tyngdpunkten åt det håll man önskar. Vi rekommenderar Balanstillsetsen tillsammans med Likos taklyftar eller Golvo mobillyft. Kontakta Liko för mer information om vilka lyfttillbehör som kan användas tillsammans med Balanstillsetsen.

Art nr: 3156200



Maxlast: 200 kg

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.

Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

 **Liko**
A  Company