

Likorall 243 och 250



När extra lyftkraft är nödvändig

Användarvänlighet, ett gediget säkerhetstänkande och genomtänkt design har gjort taklyftsmotorn Likorall mycket uppskattad bland vårdpersonal och brukare.

Likorall 243 och Likorall 250 är två varianter av Likorall som är utrustade med extra lyftkraft och blir självklara val då man arbetar med lite tyngre brukare. De båda "tungviktsmodellerna" av Likorall kan lyfta 230 kg respektive 250 kg. Lyftsystemet UltraTwin består av två sammankopplade lyftmotorer och ökar lyftkapaciteten till det dubbla – upp till 500 kg.

Kombinationen av unik teknologi, driftsäkerhet och servicevänlighet tillsammans med Likos breda tillbehörsprogram gör att du med Likorall kan lösa de flesta tänkbara lyftsituationer.

För säkerhets skull

Vi sätter alltid säkerhet och funktion i högsätet och vi menar att Likorall är världens säkraste taklyft. Likorall har en unik, patent-erad säkerhetstrumma, lyftband med tiofaldig säkerhetsmarginal och är utrustad med Klämskydd SSP. Placerade på lyftmotorers gavel finns elektrisk nödsänkning och höjning, lätt åtkomliga om exempelvis batterierna skulle ta slut i handkontrollen.

Övriga säkerhetsdetaljer:

- Elektriskt nödstopp
- Lyftbygel med urkrokningskydd
- Infästningsdetaljer med fyrfaldig säkerhet

Tillbehör

- Fast ansluten handkontroll alternativt trådlös fjärrkontroll.
- Åkmotor för motoriserad förflyttning längs skenan.
- Multistation för laddning och styrning av växlar i skensystemet.
- En Åkvagnsadapter för Snabbkoppling ger möjlighet att enkelt och utan verktyg flytta lyftmotorn mellan olika skensystem.
- Liko har marknadens största utbud av lyftselar och andra lyfttillbehör, läs mer på www.liko.se.



I UltraTwin ger de två samverkande lyftmotorerna dubbel lyftkraft.

TEKNISKA DATA

	243 ES	250 ES
Lyftkapacitet:	230 kg	250 kg
Lyfthastighet:	5 cm/s	
Lyftintervall:	200 cm (inställbart i höjddled)	
Motor:	24 V, 12 A	
Batterier:	2 st 12 V 2,6 Ah ventilreglerade slutna blyack. sk gelbatterier	
Batteriladdare:	100-240 VAC 40-60 Hz, max 600 mA	
Likorall har ett inbyggt funktionskontrollprogram.		

ARTIKELNUMMER

3123001	Likorall 243 ES, natur
3123002	Likorall 243 ES, vit
3122501	Likorall 250 ES, natur
3122502	Likorall 250 ES, vit



Likorall 243 ES och Likorall 250 ES är testad av ackrediterat testinstitut och uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter (MDD 93/42/EEC).

Likorall 243 ES och Likorall 250 ES uppfyller kraven enligt IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-2601-1 och CAN/CSA C22.2 No.606.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.

Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

 **Liko**
A Hill-Rom Company